



DRUG DEPARTMENT

Application No: DRCLAS-2020-000955

Issue Date: 08/03/2020

Expiry Date: 07/03/2023

M/S.: La Vie Medical Store ,Abu Dhabi,United Arab Emirates

Dear Sirs,

This is to inform you that the Classification Committee M.No.: 9/2020 Dated 08/03/2020 has classified your products as mentioned below:

PRODUCT NAME & FORM	MANUFACTURER NAME & COUNTRY	CLASSIFIED AS
NAVIENT,DEVICE	CLARONAV ,CANADA	CLEARANCE FROM UAE MINISTRY OF HEALTH & PREVENTION AS MEDICAL DEVICE, RESTRICTED TO USE BY PROFESSIONALS, IMPORT/EXPORT ONLY BY MOHAP LICENSED MEDICAL STORE, READ THE BELOW INSTRUCTIONS

- This letter is used only to classify a Pharmaceutical Product in order to guide the applicant to which criteria of registration should be followed to register this product in UAE Ministry of Health & Prevention (MOHAP).
- For products granted the status of "Clearance from UAE MOHAP as Medical Device", restricted to use by professionals", then the applicant have to approach the Importation section/Drug Department at the UAE MOHAP (Online)for clearance of the products as per applicable procedures after submitting a copy of this letter along with copies of quality related documents e.g.:ISO,CE etc.,  
Such products will only be cleared for Medical Stores licensed by the UAE MOHAP, such products can only be supplied to MOHAP/HAAD/DHA licensed healthcare facilities within the UAE, supply of such products to patients within the UAE is not allowed and is considered as violation of the UAE laws and will result in cancellation of any permits granted for the products along with other legal procedures. In case of any adverse effects or malfunction or pharmacovigilance reports resulting from the cleared Medical Devices then the Agent/Applicant is responsible to notify MOHAP immediately, failing to do so will hold the Agent/Applicant liable.
- For products granted the status of "Clearance from UAE MOHAP as over the Counter Medical Devices" then all mentioned above applies with the exception that it is allowed to be placed in pharmacies for OTC use.
- This is not a registration certificate and doesn't imply the MOHAP approval to market the product in the UAE.
- MOHAP did not analyze the product and doesn't guarantee the quality, efficacy & safety of the product.
- This letter was given for the purpose of preliminary classification upon data submitted by the applicant, the applicant alone bears the responsibility of the truth of his submitted data, MOHAP doesn't bear any responsibility.
- In case of non-medicinal (Registration not applicable in MOHAP) products other concerned government bodies have to make sure that the products is safe and fit for consumption according to the law and approved procedures, MOHAP doesn't bear any responsibility regarding the above mentioned products.
- In case of non-medicinal (Registration not applicable in MOHAP) products, no medical claims are allowed on the products.

\* هذه الرسالة ليست شهادة تسجيل ولا تعني موافقة وزارة الصحة و وقاية المجتمع علي تسويق هذا المنتج داخل الدولة.

\* وزارة الصحة و وقاية المجتمع لم تقم بتحليل المنتج و لا تضمن جودة و فاعلية و امان المنتج.

\* أعطيت هذه الرسالة لغرض التصنيف المبدئي للمنتج بناء علي معلومات قدمها طالب الرسالة و يتحمل وحده المسؤولية كاملة عن صحتها و لا تتحمل وزارة الصحة و وقاية المجتمع اي مسؤولية تجاه الغير.

\* في حالة المنتجات غير الطبية تكون مسؤولية الجهات الرسمية الاخرى المعنية التأكد من محتويات المنتج و سلامته طبقا للنظم و القوانين المعمول بها لديها و لا تتحمل وزارة الصحة و وقاية المجتمع أي مسؤولية تجاه الغير بخصوص المنتجات المذكورة.

\* في حالة المنتجات غير الطبية لا يسمح بوجود أي نوع من الادعاءات الطبية علي المنتجات.

Pass Code: 145004



هذه الشهادة صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعتبر من الوثائق الحكومية الرسمية ولا تحتاج إلى توقيع، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها سواءً بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل، وتعد الشهادة لاغية إذا شابهها شيء من ذلك. للتأكد من صلاحية الشهادة يرجى المسح الضوئي للرمز ثنائي الأبعاد.



This certificate is generated by MOHAP Drug Department, it is official government document and does not require signature, it is strictly prohibited to imitate or amend to this certificate. Any attempt to change, delete, erase or add will cause this certificate to be rendered invalid. To verify this certificate validity, please scan the QR Code.




## Dimension and weight of the Navient

As a responsible associate of 'ClaroNav Kolahi Inc.', I hereby certify that within my knowledge the statements established as below are true and accurate.






### 1. Accessory Kit:

Note: Navient Accessory Kit comes in two sets: Set A and Set B.



- The material of both sets is identical.
- The dimensions of the both sets are identical except the Frontal & Maxillary Seekers.

Component name	Appearance	Dimension and Weight
Registration Pointer (Set A & B)		Length: 33cm Weight: 49 gr
Maxillary Ostium Seeker – Set A		Length: 38cm Weight: 67 gr
Maxillary Ostium Seeker Set B		Length: 36cm Weight: 66 gr



Frontal Ostium Seeker – Set A		Length: 38cm Weight: 67 gr
Frontal Ostium Seeker – Set B		Length: 36cm Weight: 66 gr
Bayonet Pointer (Set A & B)		Length : 31cm Weight: 90 gr
Tip Calibrator (Set A & B)		Length : 7.4cm x 5cm Weight: 88 gr
Universal Tag and Adapter (Set A & B)		Length : 15.5 x 5 x 5cm Weight: 31 gr



Patient Tracker		Length : 11cm x 9 cm x 7 cm Weight: 14 gr
Universal Tag Adaptor		Dimensions: 4.8cm x 1.8cm x 1.5cm Weight: 10gr

2. Silicone tape





Total length: 305cm


3. Thumb screw






 <p>McMASTER-CARR PART NUMBER 92545A143 Knurled Head Thumb Screw</p>	<p>Dimension: 9mm long thread, 10mm head diameter, 5 mm head height. Weight: 3.7gr</p>
 <p>McMASTER-CARR PART NUMBER 92545A159 Knurled Head Thumb Screw</p>	<p>Dimension: 16mm long thread, 10mm head diameter, 5 mm head height. Weight: 3.4gr</p>

#### 4. Dual Sided Tape


	<p>Dimension: 2.5cm x 7.6cm Weight &lt; 1 gr</p>
---	--

#### 5. Power cord

	<p>Dimension: 368 cm Weight: 0.4kg</p>
---	--

#### 6. Power Splitter: Splits the main power between the Laptop adaptor and the IR LED adaptor



	<p>Dimension: 62 cm Weight: 0.2kg</p>
---	---

#### 7. Clamp

C-clamp SMALL	C-clamp MEDIUM	C-clamp LARGE	C-clamp X LARGE
			
<p>W:13mm, L:28mm, H: 12mm Weight:8 gr</p>	<p>W: 17mm L: 34mm H: 12mm Weight: 9 gr</p>	<p>W: 23mm L: 38mm H: 12mm Weight: 10 gr</p>	<p>W:29mm L: 45mm H: 12mm Weight: 12 gr</p>

#### 8. Laptop and power cord

Laptop	power cord for Laptop	Laptop Adaptor
<p>Could be any brand</p>		

